

КАТАЛОГ

РЕАГЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

- ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА
- КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ
- АНАЛИЗ МОЧИ
- ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



- Наши клиенты — медицинские учреждения любого уровня: от федерального до регионального;
- Наш ассортимент включает более 100 наименований и постоянно пополняется;
- Наша продукция предназначена для диагностики широкого спектра заболеваний и состояний и позволяет получить быстрый и достоверный результат, как в лабораторных условиях, так и по месту лечения без привлечения специализированного оборудования. Ее реализация осуществляется через разветвленную дистрибьюторскую сеть (более 300 представителей по всей России);
- Профессионализм, высокий уровень технической оснащенности и стремление к инновациям позволяют нам постоянно увеличивать ассортимент и наращивать объемы производства.




Наша миссия

**Сделать in vitro диагностику более качественной
и доступной в любой точке страны любому потребителю**

- Обеспечить отечественную медицину продукцией мирового уровня с оптимальным соотношением цена/качество;
- Обеспечить возможность получения быстрого и точного результата исследования для каждого пациента, в любых условиях;
- Превратить in vitro диагностику в удобный и надежный способ как лабораторного, так и индивидуального тестирования





Иммунохроматографические экспресс-тесты

Маркеры инфекций | Социально значимые инфекции

Наборы для качественного выявления маркеров ИППП



- Ранняя диагностика социально значимых инфекций
- Точность и надежность результата: высокая чувствительность тестов
- Результат от 5 минут
- Широкий ассортимент: разнообразие фасовок и комплектаций наборов

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА	ВРЕМЯ ТЕСТА
Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)	• Тест-кассета • Тест-полоска	 	10 минут
Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV)	• Тест-кассета • Тест-полоска	 	10 минут
Антитела к ВИЧ 1/2 с подгруппой О (Anti-HIV1/2)	• Тест-кассета • Тест-полоска	 	10 минут
Антитела к ВИЧ 1 или ВИЧ 2 с дифференцировкой	• Тест-кассета	 	5-30 минут
Антитела к ВИЧ 1/2 с подгруппой О + р24 антиген	• Тест-кассета	 	8 минут
Антитела к T.Pallidum (диагностика сифилиса)	• Тест-кассета • Тест-полоска	 	10 минут
• Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) • Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) • Антитела к ВИЧ 1/2 с подгруппой О (Anti-HIV1/2)	3 в 1	 	10 минут
• Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) • Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) • Антитела к ВИЧ 1/2 с подгруппой О (Anti-HIV1/2) • Антитела к T.Pallidum (диагностика сифилиса)	4 в 1	 	10 минут
• HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита В • HBeAg – антиген Е вируса гепатита В • HBsAb (Anti-HBs, антитела) – специфические защитные постинфекционные или поствакцинальные антитела к вирусному гепатиту В • HBeAb (Anti-HBe, антитела) – антитела к HBeAg • HBcAb (Anti-HBc, антитела) – специфические иммуноглобулины к ядерному антигену вируса гепатита В	5 в 1		15 минут

ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab

Экспресс-тест 4 поколения для одноэтапного выявления антител к ВИЧ 1/2 и антигена p24 в цельной крови, сыворотке и плазме



Ранняя диагностика ВИЧ

- **Антиген p24** представляет собой белок стенки капсида ВИЧ и появляется в крови спустя 1-4 недели после инфицирования и может быть выявлен в период от 2 до 8 недель, что значительно сокращает «период окна»
- Через 1,5-2 месяца от момента инфицирования **антиген p24** исчезает из крови



Точность и надежность результата


- Аналитическая чувствительность теста по p24 антигену: 50 пг/мл, что сопоставимо только с высокочувствительными тестами импортных аналогов
- Диагностическая чувствительность: 100%
- Диагностическая специфичность: 100%



Скорость и удобство

- Время считывания результата: 8 минут
- Возможность проведения исследования на выезде и у постели больного: можно использовать цельную кровь
- Все необходимое в одном наборе: доступны комплекты с ланцетами и спиртовыми салфетками





Маркеры инфекций | Респираторные инфекции

Наборы для качественного выявления маркеров респираторных инфекций



- Своевременное и быстрое выявление наиболее распространенных штаммов респираторных инфекций
- Точность и надежность результата: высокая чувствительность тестов
- Результат от 5 минут
- Широкий ассортимент: разнообразие фасовок и комплектаций, доступны комплекты с контролями «+» и «-»

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА	ВРЕМЯ ТЕСТА
Грипп А/В	• Тест-кассета		5-7 минут
Антиген Covid-19 (SARS-CoV-2)	• Тест-кассета		6-8 минут

Маркеры инфекций | Кишечные инфекции

Наборы для качественного выявления маркеров кишечных инфекций



- Быстрое одноэтапное выявление ротавируса и аденовируса
- Результат за 10 минут

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА	ВРЕМЯ ТЕСТА
Антиген ротавируса	• Тест-кассета		9-10 минут
• Антигены ротавируса • Антигены аденовируса	2 в 1 • Тест-панель		9-10 минут



Мазки из носо- и ротоглотки



Образец кала

Маркеры неотложных состояний | Кардиомаркеры

Наборы для качественного выявления маркеров сердечно-сосудистых патологий



- Раннее выявление угрозы инфаркта миокарда, тромбоза и других патологий сердечно-сосудистой системы
- Точность и надежность результата: высокая чувствительность тестов
- Результат за 10-15 минут
- Широкий ассортимент: разнообразие фасовок и комплектаций, доступны комплекты с салфетками и ланцетами

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА	ВРЕМЯ ТЕСТА
Сердечный тропонин I (сTnI)	• Тест-кассета	 	10 минут
• Сердечный тропонин I (сTnI) • Креатинкиназа-MB (CK-MB) • Миоглобин (Myo)	3 в 1 • Тест-панель		15 минут
D-димер	• Тест-кассета	 	15 минут

Маркеры неотложных состояний | Сепсис

Наборы для полуколичественного выявления прокальцитонина



- Одноэтапное быстрое полуколичественное определение уровня прокальцитонина
- Точность и надежность результата: чувствительность теста от 0,3 нг/мл
- Результат от 10 минут

Два варианта интерпретации результата: по интенсивности окрашивания полосы или по количеству проявленных полос

- Доступны комплекты с салфетками и ланцетами


ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА	ВРЕМЯ ТЕСТА
Прокальцитонин (по количеству проявленных полос)	• Тест-кассета	 	10 минут
Прокальцитонин (по интенсивности окрашивания тестовой полосы)	• Тест-кассета		30 минут



Цельная кровь



Сыворотка или плазма



Онкомаркеры | Патологии нижнего отдела кишечника

Наборы для качественного выявления скрытой крови в кале (FOB)



- Раннее выявление патологического процесса: высокая чувствительность теста
- Подходит для первичного скрининга в рамках диспансеризации (Приказ 404н)
- Результат за 5 минут
- Широкий ассортимент: разнообразие фасовок и комплектаций

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА	ВРЕМЯ ТЕСТА
Скрытая кровь в кале (FOB)	• Тест-кассета • Тест-полоска		5 минут

Онкомаркеры | Маркеры патологий простаты

Наборы для качественного выявления простат-специфического антигена (PSA)



- Подходит для первичного скрининга в рамках диспансеризации (Приказ 404н)
- Результат от 10 минут
- Доступны два варианта исполнения

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА	ВРЕМЯ ТЕСТА
Простат-специфический антиген (PSA)	• Тест-кассета • Тест-полоска		10-20 минут



Образец кала



Сыворотка

DiaBox | Видеоцифровой диагностический анализатор

Ридер для оценки и архивации результатов иммунохроматографических экспресс-тестов


Представлен в двух вариантах исполнения:

- **DiaBox Basic «маркеры заболеваний»**
 - ✓ Для всех иммунохроматографических качественных и полуколичественных тестов ЭкспрессМ
- **DiaBox Basic «нарко»**
 - ✓ Для количественной оценки результатов иммунохроматографических тестов для определения наркотических веществ ЭкспрессМ, Drug Control Panel и Этилглюкуронида (Приказ 262н)




В разработке:

- **DiaBox Maxi**
 - ✓ Для всех иммунохроматографических качественных и полуколичественных тестов ЭкспрессМ
 - ✓ Для всех латекс-агглютинационных тестов ЭкспрессМ

**Технические характеристики**

- Производительность не менее 60 тестов в час
- Поддержка многопараметрических тестов и двусторонних тест-кассет
- Интеграция в ЛИС по протоколу HL7
- Поддержка сканера штрих-кодов
- Настройка индивидуальных отчетов о результатах исследований
- Возможность совместного использования с термопринтером
- Звуковое оповещение и датчик контроля проведения тестов





Выявление наркотических веществ | ЭкспрессМ



- Совместимы с анализатором **DiaBox Basic нарко**, обеспечивающим регистрацию и количественную оценку результатов, путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой (Приказ 262н)
- Результат за 5 минут
- Широкое разнообразие вариантов исполнения панелей



ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, НГ/МЛ	ФОРМА ВЫПУСКА
Амфетамин (AMP)	1000	• Тест-полоска
Барбитураты (BAR)	300	• Тест-полоска
Бензодиазепины (BZO)	300	• Тест-полоска
Кокаин (COC)	300	• Тест-полоска
Метилендиоксиметамфетамин (MDMA)	500	• Тест-полоска
Метамфетамин (MET)	1000	• Тест-полоска
Морфин (MOP)	300	• Тест-полоска
Метадон (MTD)	300	• Тест-полоска
Опиаты (OPI)	2000	• Тест-полоска
Марихуана (THC)	50	• Тест-полоска
Трициклические антидепрессанты (TCA)	1000	• Тест-полоска
Фенциклиды (PCP)	25	• Тест-полоска
Панель на 2 параметра из 12 (2 любых из 12)	—	• Тест-панель
Панель на 3 параметра из 12 (3 любых из 12)	—	• Тест-панель
Панель на 4 параметра из 12 (4 любых из 12)	—	• Тест-панель
Панель на 5 параметров из 12 (5 любых из 12)	—	• Тест-панель
Панель на 6 параметров из 12 (6 любых из 12)	—	• Тест-панель
Панель на 10 параметров из 12 (10 любых из 12)	—	• Тест-панель

Выявление наркотических веществ | Drug Control Panel




- Совместимы с анализатором **DiaBox Basic нарко**, обеспечивающим регистрацию и **количественную оценку** результатов, путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой (Приказ 262н)
- Тест-панели для одноэтапного определения до 13 параметров, включая синтетические каннабиноиды и синтетические катиноны
- С полоской для контроля фальсификации мочи
- Результат за 5 минут

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, НГ/МЛ	ТЕСТ-ПАНЕЛИ		
		13 в 1	13 в 1	10 в 1
Амфетамин (AMP)	300	✓	✓	✓
Барбитураты (BAR)	2000	✓	✓	✓
Бензодиазепины (BZO)	100	✓	✓	✓
Марижуана (THC)	25	✓	✓	✓
Метамфетамин (MET)	1000	✓	✓	✓
Опиаты (OPI)	2000	✓	✓	✓
Кокаин (COC)	100	✓	✓	✓
Метадон (MTD)	200	✓	✓	✓
Метилendioксипировалерон (MDPV)	500	✓	✓	✓
Синтетические каннабиноиды (K2)	50	✓		
Фенциклиды (PCP)	25	✓	✓	✓
Метилendioксиметамфетамин (MDMA)	500	✓		
Прегабалин (PGB)	500	✓	✓	
Котинин (COT)	100		✓	
Габапентин (GAB)	3750		✓	

Выявление наркотических веществ | Этилглюкуронид

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, НГ/МЛ	ФОРМА ВЫПУСКА
- Этилглюкоронид (ETG) - Трициклические антидепрессанты (ТСА)	2 в 1 100 1000	Тест-панель





Серологические тест-системы

Латекс-агглютинация | СРБ, АСЛО, РФ



- Возможность полуколичественного определения
- Визуальное определение, не требуется оборудование
- Результат через 2 минуты
- В состав набора входят положительные, **слабоположительные** и отрицательные контроли

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА
СРБ: набор для определения С-реактивного белка	• Набор реагентов	
РФ: набор для определения ревматоидного фактора	• Набор реагентов	
АСЛО: набор для определения антистрепто лизина О	• Набор реагентов	

RPR-карбон | Диагностика сифилиса

Наборы для качественного и полуколичественного определения реакиновых антител к T.Pallidum



- Возможность полуколичественного определения
- Визуальное определение, не требуется оборудование
- Результат через 8 минут
- В состав набора входят положительные и отрицательные контроли
- Невысокая себестоимость теста: можно использовать для первичного скрининга

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА
T.Pallidum: набор для выявления реакиновых антител	• Набор реагентов	



Сыворотка или плазма



Сыворотка

Реагенты для клинической биохимии

Иммунотурбидиметрический анализ | ПКТ, D-димер, HbA1c

Наборы для определения маркеров неотложных состояний и сахарного диабета



- Высокая корреляция результатов с Premium аналогами
- Наличие совместимых контрольных материалов ЭкспрессМ
- Совместимы с большинством анализаторов
- Результат за 15-20 минут
- Невысокая себестоимость теста

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА
Прокальцитонин	• Набор реагентов	
D-димер	• Набор реагентов	
Гликогемоглобин (HbA1c)	• Набор реагентов	


Ферментативный фотометрический анализ | HDL- и LDL-холестерин

Наборы для определения показателей липидного профиля



- Высокая корреляция результатов с Premium аналогами
- Совместимы с большинством анализаторов
- Невысокая себестоимость теста

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ АНАЛИТ	ФОРМА ВЫПУСКА	ТИП ОБРАЗЦА
ЛПВП /HDL/-холестерин (прямой метод без осаждения)	• Набор реагентов	
ЛПНП /LDL/-холестерин (прямой метод без осаждения)	• Набор реагентов	
Общий холестерин	• Набор реагентов	



Клинический анализ мочи

Ulyzer US-500 | Полуавтоматический гибридный анализатор мочи



- Производительность – до 60 т/ч
- Анализ физико-химических параметров и микроскопия осадка мочи
- До 14 параметров на 1 тест-полоске
- 21 параметр анализа осадка мочи
- Для работы необходимо всего 2 детергента
- Автоматическая фокусировка
- Память – до 100 000 результатов
- Размер: 465×270×405 мм
- Вес: 18,5 кг

Ulyzer UC-58 | Полуавтоматический анализатор мочи




- Производительность – до 550 т/ч
- До 14 параметров на 1 тест-полоске
- Автоматическое соотношение Альбумин/Креатинин (ACR)
- Аккумулятор на борту
- Память – до 20 000 результатов
- Размер: 308×210×151 мм
- Вес: 3 кг




ЭкспрессМ U-Strip | Диагностические тест-полоски для анализа мочи


- Высокая скорость получения результата – до 2 минут на одно исследование
- Тест-полоски включают до 14 параметров и совместимы с анализаторами серии Ulyzer US-500 и UC-58
- Срок годности 24 месяца



1
Опустите тест-полоску
в образец




2
Удалите избыток
образца



3
Через 60 секунд сравните
окраску тест-полоски со шкалой

	Лейкоциты	Кетоны	Нитриты	Уробилиноген	Билирубин	Глюкоза	Протеин	Плотность	pH	Эритроциты	Аскорбиновая кислота	Микроальбумин	Кальций	Креатинин
ЭкспрессМ U-Strip 2KpH														
ЭкспрессМ U-Strip 2GpH														
ЭкспрессМ U-Strip 2Gk														
ЭкспрессМ U-Strip 2UB														
ЭкспрессМ U-Strip 2MC														
ЭкспрессМ U-Strip 3GPP														
ЭкспрессМ U-Strip 3GKM														
ЭкспрессМ U-Strip 4														
ЭкспрессМ U-Strip 4M														
ЭкспрессМ U-Strip 5														
ЭкспрессМ U-Strip 7														
ЭкспрессМ U-Strip 10														
ЭкспрессМ U-Strip 11M														
ЭкспрессМ U-Strip 11														
ЭкспрессМ U-Strip 12C														
ЭкспрессМ U-Strip 12														
ЭкспрессМ U-Strip 13														
ЭкспрессМ U-Strip 14														





Иммунофлуоресцентный анализ


DrAccu | Анализатор и наборы реагентов

Тест-системы для количественного определения биомаркеров



- Высокая корреляция результатов с Premium аналогами
- Исследование занимает от 3 до 15 минут
- Высокая производительность: доступны два режима тестирования: стандартный и быстрый
- Срок годности наборов составляет 18 месяцев от даты производства
- Гарантия на анализатор – 1 год

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКЕРА	ТИП ОБРАЗЦА	ОБЪЁМ	ВРЕМЯ ИНКУБАЦИИ	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАРДИОМАРКЕРЫ				
Сердечный тропонин I (cTnI)		75 мкл	15 минут	0,1 – 40 нг/мл Норма: < 0,3 нг/мл
Миоглобин (Myo)		75 мкл	15 минут	5 – 500 нг/мл Норма: < 50 нг/мл
Креатинкиназа МВ (CK-MB)		75 мкл	15 минут	2 – 100 нг/мл Норма: < 5 нг/мл
N-терминальный фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-ProBNP)		75 мкл	15 минут	20 – 30000 пг/мл Норма: < 300 пг/мл
МАРКЕРЫ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ				
D-димер		10 мкл	10 минут	0,1 – 10 мг/л Норма: ≤ 0,5 мг/л
МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ				
C-реактивный белок (CRP+hsCRP)		5 мкл	3 минуты	0,5 – 200 мг/л Норма: hs-CRP < 1 мг/л CRP < 10 мг/л
Прокальцитонин (PCT)		75 мкл	15 минут	0,1 – 100 нг/мл Норма: ≤ 0,5 мг/мл
Интерлейкин-6 (IL-6)		75 мкл	15 минут	5 – 3000 пг/мл Норма: ≤ 7 пг/мл
Сывороточный амилоид А (SAA)		10 мкл	15 минут	1 – 300 мг/л Норма: ≤ 10 мг/л
ОНКОМАРКЕРЫ				
Скрытая кровь в кале (FOB)		3 капли (образец+буфер)	15 минут	25 – 1000 нг/мл Норма: < 40 мг/мл
МАРКЕРЫ ДИАБЕТА				
Гликированный гемоглобин (HbA1c)		5 мкл	5 минут	4,0 – 15,0% Норма: 4,0 – 6,0%
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ				
Общий трийодтиронин (ТТ3)		75 мкл	10 минут	0,61 – 9,22 нмоль/л Норма: 1,23 – 3,07 нмоль/л
Общий тироксин (ТТ4)		75 мкл	10 минут	10 – 310 нмоль/л Норма: 66 – 181 нмоль/л



Цельная кровь



Сыворотка или плазма

* – только плазма



Образец кала

Общелабораторное оборудование

CliniFuga | Центрифуги для медицинских целей

РЗН 2024/22987



ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ РОТОРА	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ			
	D3024	• 24 × 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 мл • 36 × 0,5 мл • 4 × ПЦР-стрип (8 × 0,2) • 12 × 5 мл (коническое дно) • 18 × 5 мл (круглое дно)	15 000 об/мин 21 380 × g
	D2012 Plus	• 12 × 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 мл	15 000 об/мин 15 100 × g
	D1008	• 32 × 0,2 мл (микропробирки) • 4 × ПЦР-стрип (8 × 0,2) • 8 × 0,5 / 1,5 / 2,0 мл	7 000 об/мин 2 680 × g
ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ			
	DM0636	• 30 × 2 мл • 60 × 2 мл • 18 × 5 мл • 30 × 15 мл • 8 × 50 мл или 16 × 15 мл • 6 × 50 мл или 6 × 15 мл • 12 × ПЦР-стрип (8 × 0,2) • 4 × глубоколоночных планшета или 8 × ПЦР-микропланшетов или ИФА-планшетов	6 000 об/мин 4 100 × g
	DM0412	• 12 × 1,5-5,0 / 7,0 / 10,0 мл	4 500 об/мин 2 490 × g
	DM0506	• 6 × 1,5-5,0 / 7,0 / 10,0 / 15,0 мл	5 000 об/мин 2 600 × g



Бесшумная
работа




Отсутствие
вибрации



Бесщеточный
двигатель



Широкий выбор
роторов



Современное производство диагностических тест-систем



Мы создаём решения, которые помогают медицинским специалистам быстро и точно получать диагностические результаты как в лаборатории, так и за ее пределами.

Компания разрабатывает и производит более 70 наименований тест-систем, применяемых в скрининговом экспресс-тестировании, биохимических исследованиях крови и клиническом анализе мочи. Продукция поставляется через развитую дистрибьюторскую сеть по всей России.

Наше производство расположено в логистически удобном районе г.Москвы – Технопарке «Перерва» (ЮВАО), что позволяет оперативно доставлять готовую продукцию нашим клиентам и партнёрам.

20 млн
Единиц продукции в год

1 500 м²
Площадь производства

70+
Наименований выпускаемой продукции

КАЧЕСТВО,
подтверждённое
стандартами и контролем





-  +7 (495) 190-00-05
-  sales@expressm-test.ru
-  expressm-test.ru

