

DiaBox Basic «нарко»

Видеоцифровой ридер для оценки результатов
иммунохроматографических экспресс-тестов на наркотические вещества

**Интерпретация и архивирование результатов исследований
с получением КОЛИЧЕСТВЕННЫХ оценок по Приказу №262н**



Технические характеристики

- Возможность получения количественных результатов с построением калибровочной кривой
- Производительность **не менее 60 тестов в час**
- Поддержка многопараметрических тестов и двусторонних тест-кассет
- Интеграция в **ЛИС** по протоколу **HL7**
- Поддержка сканера штрих-кодов
- Настройка индивидуальных отчетов о результатах исследований
- Возможность совместного использования с термопринтером
- Звуковое оповещение и датчик контроля проведения тестов
- Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В): 100×100×100



Возможности с DiaBox Basic «нарко»

- Количественная оценка результата в соответствии с Приказом Минздрава №262н
- Автоматизация внесения результатов экспресс-тестов в базу ЛИС
- Возможность архивации результатов экспресс-тестов в собственном ПО





Адаптированные экспресс-тесты

- Тест-панели DRUG CONTROL PANEL:

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	ТЕСТ-ПАНЕЛИ		
		13 в 1	13 в 1	10 в 1
Амфетамин (AMP)	300 нг/мл	✓	✓	✓
Барбитураты (BAR)	2000 нг/мл	✓	✓	✓
Бензодиазепины (BZO)	100 нг/мл	✓	✓	✓
Марихуана (THC)	25 нг/мл	✓	✓	✓
Метамфетамин (MET)	1000 нг/мл	✓	✓	✓
Опиаты (OPI)	2000 нг/мл	✓	✓	✓
Кокаин (COC)	100 нг/мл	✓	✓	✓
Метадон (MTD)	200 нг/мл	✓	✓	✓
Метилendioксипировалерон (MDPV)	500 нг/мл	✓	✓	✓
Синтетические каннабиноиды (K2)	50 нг/мл	✓		
Фенциклидин (PCP)	25 нг/мл	✓	✓	✓
Метилendioксиметамфетамин (MDMA)	500 нг/мл	✓		
Прегабалин (PGB)	500 нг/мл	✓	✓	
Котинин (COT)	100 нг/мл		✓	
Габапентин (GAB)	3750 нг/мл		✓	



- Тест-панель для определения Этилглюкуронида (ЭТГ+ТЦА):

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Этилглюкуронид (ETG)	100 нг/мл
Трициклические антидепрессанты (ТСА)	1000 нг/мл

- Тест-полоска для определения одного анализта
- Тест-панель для определения любых 2, 3, 4, 5, 6 и 10 анализтов на выбор из 12:

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Амфетамин (AMP)	1000 нг/мл
Барбитураты (BAR)	300 нг/мл
Бензодиазепины (BZO)	300 нг/мл
Кокаин (COC)	300 нг/мл
Метилendioксиметамфетамин (MDMA)	500 нг/мл
Метамфетамин (MET)	1000 нг/мл
Морфин (MOP)	300 нг/мл
Метадон (MTD)	300 нг/мл
Опиаты (OPI)	2000 нг/мл
Марихуана (THC)	50 нг/мл
Трициклические антидепрессанты (ТСА)	1000 нг/мл
Фенциклиды (PCP)	25 нг/мл

